




Рис. 3. Результаты ПААГ-электрофореза:

- 1 – отрицательный контроль; 2–4 – LOP (полноразмерный белок капсида, 31,23 кДа);
 5–7 – SOP (укороченный белок капсида, 26,35 кДа (см. ниже));
 8 – маркер молекулярной массы с указанием размеров белков;
 9–11 – TP (укороченный неоптимизированный белок, 25 кДа).

Стрелками показаны целевые белки

Fig. 3. Results of PAGE electrophoresis:

- 1 – negative control; 2–4 – LOP (full-length capsid protein, 31.23 kDa);
 5–7 – SOP (truncated capsid protein, 26.35 kDa (see below));
 8 – molecular weight marker with protein sizes;
 9–11 – TP (truncated unoptimized protein, 25 kDa).

Arrows indicate the target proteins