


2 % агароза,
1 × TAE
2 мкл на дорожку

Рис. 5. Результаты типирования отдельных образцов фасоли обыкновенной с праймером TGA:
М – ДНК-маркер молекулярного веса 100 bp; 1 – Пр; 2 – ПрМЗЛ4; 3 – ПрМЗЛ3; 4 – ПрМЗЛ2; 5 – С;
6 – СМЗЛ2; 7 – Тс; 8 – ТсМЗЛ3; 9 – ТсМЗЛ4; 10 – ТсМЗЛ5; 11 – ТсМЗЛ6

Fig. 5. Results of typing individual samples of common bean with primer TGA:
M – DNA molecular weight marker 100 bp; 1 – Пр; 2 – ПрМЗЛ4; 3 – ПрМЗЛ3; 4 – ПрМЗЛ2; 5 – С;
6 – СМЗЛ2; 7 – Тс; 8 – ТсМЗЛ3; 9 – ТсМЗЛ4; 10 – ТсМЗЛ5; 11 – ТсМЗЛ6