



Рис. 6. Электрическая активность нейрона R.Pa.D.1 в условиях действия глюкозы:
1 – синаптические входы (возбуждающие постсинаптические потенциалы);
2 – высокоамплитудный спайк. Калибровка: 1 с (по времени), 25 мВ (по амплитуде)

Fig. 6. Electrical activity of R.Pa.D.1 neuron after glucose bath application:
1 – synaptic inputs (excitatory postsynaptic potentials);
2 – high-amplitude spike. Calibration: 1 s (time), 25 mV (amplitude)